



BIOWIN Sp. z o.o.  
93-373 Łódź, ul. Pryncypalna 129/141  
tel.: +48 (42) 682 92 55, fax: +48 (42) 682 92 50  
www.biowin.pl biowin@biowin.pl

## Korek do balonu 41/37mm



**SYMBOL**

**K41**

**KOD EAN**

**5904816013320**

### CHARAKTERYSTYKA

#### Korek do balonu 41/37mm

Niezbędnym uzupełnieniem balonu jest prawidłowo dopasowany gumowy korek z rurką fermentacyjną lub korek z korka.

Dostępne w sprzedaży korki posiadają atesty PZH dopuszczające je do kontaktu z produktami spożywczymi. Korki zaopatrzone są w otwór, w którym można zamontować rurkę fermentacyjną (szklaną lub plastikową).

#### Inne produkty z tej kategorii:

- K28 - Korek do balonu 28/26mm
- K33 - Korek do balonu 33/29mm
- K43 - Korek do balonu 43/40mm
- K48 - Korek do balonu 48/44mm
- K51 - Korek do balonu 51/48mm
- K54 - Korek do balonu 54/50mm
- KB138 – Kaptur – Korek do balonu szerokootworowego

### DANE LOGISTYCZNE

	szer/gł/wys [cm]	Ilość sztuk	waga [kg]
Sztuka	4/4/3	1	0,02
Opakowanie jednostkowe	24/16/11	50	1,30
Paleta Euro	120/80/170	15000	390,00

### PRZEZNACZENIE

Przeznaczone do balonów

### INFORMACJE DODATKOWE

Korki syntetyczne do balonów - zaleca się przed użyciem, dokładnie wymyć ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń, a następnie dokładnie osuszyć. Ma to na celu usunięcie warstwy silikonu pozostałego po etapie produkcji, który może przyczynić się do wysunięcia się korka z balonu w trakcie fermentacji lub zsunienia w przypadku kapturów gumowych.

**PKWiU**

22.22.19.0

**VAT**

23%